

中医治未病数字化系统URL说明文档

简介

为了方便客户对接四诊仪数据，中医治未病数字化系统提供了URL的方式查看数据，客户可以在网页中查看四诊仪的测评报告，省去了API对接报告各个字段的过程。

使用说明

访问URL报告地址需与四诊仪处在同一内网中，并且可以互相ping通，使用前请确认网络环境是否符合要求。

URL对接方式仅支持2.0.1.0版本以上的治未病数字化系统。

URL报告地址即为四诊仪内网IP+端口号，例：192.168.0.101:9999 其中9999为端口号。

注：192.168.0.101为四诊仪内网地址，请根据实际网络情况更换ip地址。

也可直接跳到某患者的报告页面：输入服务器报告地址 +/Home.html?IdNum=xxxx

如：<http://192.168.0.101:9999/Home.html?IdNum=a84@ddsd2342>

其中参数IdNum是患者的证件号

证件号规则如下：

证件号为身份证号及手机号时，直接在赋值在参数后

若证件号为体检号：参数值应遵循 a+医院ID+@+体检号

若证件号为社保卡号：参数值应遵循 b+医院ID+@+社保卡号

若证件号为就诊卡号：参数值应遵循 c+医院ID+@+就诊卡号

数据展示平台

患者数据展示平台

显示

10

 项结果

搜索:

编号	姓名	性别	认证号	年龄	创建时间	更新时间	操作
211	app丽苏	女	400733193708220785	82岁	2019-01-03 12:40:19	2020-05-28 13:24:56	查看
125	李舌一	男	2020052802	21岁	2020-05-28 10:49:05	2020-05-28 10:50:38	查看
223	几型机	男	2020052801	21岁	2020-05-28 10:06:08	2020-05-28 10:11:22	查看
21	王沐之	男	310115198905262515	31岁	2018-04-20 15:38:32	2020-05-27 18:12:21	查看
240	郭舌三	女	2020052701	55岁	2020-05-27 11:07:38	2020-05-27 16:26:01	查看
321	玖恩	男	69555	7岁	2020-05-27 16:12:51	2020-05-27 16:15:38	查看
414	测试所	男	aaa789456	6岁	2019-06-12 16:56:35	2020-05-27 16:13:53	查看
936	测吕	女	3654255	40岁	2020-05-27 16:06:52	2020-05-27 16:13:09	查看
1	app丽夏	女	400733199008220786	29岁	2018-08-22 10:36:28	2020-05-27 16:11:35	查看
938	王贤永	男	5555545877	38岁	2019-08-14 15:46:29	2020-05-27 16:05:40	查看

显示第 1 至 10 项结果，共 1,007 项

上页

12345...101

下页

报告页面

